

Набор реагентов Креатинин-ВИТАЛ (метод Яффе по конечной точке)

ФСР 2007/01206

реагенты, система открытая, субстраты, креатинин,
метод определения Яффе «по конечной точке» с
депротеинизацией

Витал Девелопмент Корпорэйшн АО, Россия



Характеристики

Тип	реагенты
Система	открытая
Группа	субстраты
Параметр определения	креатинин
Метод	Яффе «по конечной точке» с депротеинизацией
Материал исследования	моча / плазма крови / сыворотка крови

Дополнительные характеристики

Набор реагентов Креатинин-ВИТАЛ для определения концентрации креатинина в сыворотке (плазме) крови и моче методом Яффе «по конечной точке» с депротеинизацией.

Реагент № 1

Пикриновая кислота – 0.035 моль/л

Реагент № 2

Гидроокись натрия – 0.75 моль/л

Калибратор

Креатинин – 170 мкмоль/л

Реагент № 4

Трихлоруксусная кислота – 1.2 моль/л