

Набор реагентов Мочевина-ВИТАЛ (уреазный глутаматдегидрогеназный метод)

ФСР 2011/11082

реагенты, система открытая, субстраты, мочевина,
метод определения уреазный /
глутаматдегидрогеназный

Витал Девелопмент Корпорэйшн АО, Россия



Характеристики

Тип	реагенты
Система	открытая
Группа	субстраты
Параметр определения	мочевина
Метод	уреазный / глутаматдегидрогеназный
Материал исследования	моча / плазма крови / сыворотка крови
Состав набора	№1. Раствор деацетилмонооксима Деацетилмонооксим – 40 ммоль/л №2. Раствор серной кислоты Серная кислота – 7,2 моль/л №3. Раствор тиосемикарбазида гидрохлорида Тиосемикарбазид гидрохлорид – 38, 4 ммоль/л №4. Раствор железа хлорного Железо хлорное – 5,0 ммоль/л Калибратор Мочевина – 8,33 ммоль/л

Дополнительные характеристики

Набор реагентов МОЧЕВИНА-ВИТАЛ для определения концентрации мочевины в сыворотке (плазме) крови и моче.