

Набор реагентов Мочевая кислота-ВИТАЛ

ФСР 2010/07725

реагенты, система открытая, субстраты, мочевая кислота, метод определения энзиматический колориметрический

Витал Девелопмент Корпорэйшн АО, Россия



Характеристики

Тип	реагенты
Система	открытая
Группа	субстраты
Параметр определения	мочевая кислота
Метод	энзиматический колориметрический
Материал исследования	моча / плазма крови / сыворотка крови

Дополнительные характеристики

Набор реагентов Мочевая кислота-ВИТАЛ для определения концентрации мочевой кислоты в сыворотке (плазме) крови и моче.

Реагент № 1. Буфер

Фосфат – 150 ммоль/л

3,5-дихлоро-2-феносульфонат – 2.5 ммоль/л

Детергенты

Реагент № 2. Лиофилизат

4-аминоантипирин – 0.25 ммоль/л

Уриказа – 300 ед/л

Аскорбатоксидаза – 250 ед /л

Пероксидаза – 250 ед/л

Калибратор

Мочевая кислота – 357 мкмоль/л (6 мл/дл)

Стабилизаторы