

Набор реагентов Холестерин-ВИТАЛ

ФСР 2010/07726

реагенты, система открытая, липидный профиль,
холестерин, метод определения ферментативный
колориметрический

Витал Девелопмент Корпорэйшн АО, Россия



Характеристики

Тип	реагенты
Система	открытая
Группа	липидный профиль
Параметр определения	холестерин
Метод	ферментативный колориметрический
Материал исследования	плазма крови / сыворотка крови

Дополнительные характеристики

Набор реагентов Холестерин-ВИТАЛ для определения концентрации общего холестерина в сыворотке (плазме) крови человека.

Реагент № 1. Буфер

Фосфатный буфер – 100 ммоль/л
Фенол – 10 ммоль/л

Реагент № 2. Лиофилизат

Холестеролэстераза – 400 ед/л
Холестеролоксидаза – 250 ед/л
Пероксидаза – 500 ед/л
4-аминоантипирин – 25 ммоль/л
Активаторы и стабилизаторы

Калибратор

Холестерин – 5.17 ммоль/л (200 мг/дл)