

Набор реагентов СРБ-ВИТАЛ для определения С-реактивного белка

ФСР 2011/10923

реагенты, система открытая, специфические белки,
белок, метод определения
иммунотурбидиметрический

Витал Девелопмент Корпорэйшн АО, Россия



Характеристики

Тип	реагенты
Система	открытая
Группа	специфические белки
Параметр определения	белок
Метод	иммунотурбидиметрический
Материал исследования	сыворотка крови

Дополнительные характеристики

Набор реагентов СРБ-ВИТАЛ

Назначение: определение концентрации С-реактивного белка в сыворотке крови иммунотурбидиметрическим методом.

РЕАГЕНТ № 1. Буфер

Фосфатно-солевой буферный раствор pH 7.43

Полиэтиленгликоль – 60 г/л

Азид натрия – 0.95 г/л

РЕАГЕНТ № 2. Антисыворотка

Фосфатно-солевой буферный раствор pH 7.43

Поликлональные антитела (козьи) CRP

Азид натрия – 0.95 г/л

КАЛИБРАТОР

Концентрация СРБ указана в паспорте