

Набор реагентов Триглицериды-ВИТАЛ

ФСР 2010/07737

реагенты, система открытая, липидный профиль,
триглицериды, метод определения энзиматический
колориметрический

Витал Девелопмент Корпорэйшн АО, Россия



Характеристики

Тип	реагенты
Система	открытая
Группа	липидный профиль
Параметр определения	триглицериды
Метод	энзиматический колориметрический
Материал исследования	плазма крови / сыворотка крови

Дополнительные характеристики

Набор реагентов Триглицериды-ВИТАЛ для определения концентрации триглицеридов в сыворотке (плазме) крови человека.

Реагент № 1. Буфер

TRIS буфер – 50 ммоль/л, pH 7.5

4-хлорфенол – 4 ммоль/л

Mg²⁺ – 1 ммоль/л

Детергенты, активаторы и стабилизаторы

Реагент № 2. Лиофилизат

АТФ – 2 ммоль/л

Пероксидаза – 5000 ед/л

Липаза – 150 ед/л

Глицерокиназа – 1200 ед/л

Глицерофосфатоксидаза – 4000 ед/л

4-аминоантипирин – 0.4 ммоль/л

Детергенты, активаторы, стабилизаторы

Калибратор

Триглицериды – 250 мг/100 мл (2.85 ммоль/л)