

Набор реагентов Железо-ВИТАЛ

ФСР 2010/07733

реагенты, система открытая, железо, метод
определения колориметрический без
депротеинизации, объем 50 / 100 мл

Витал Девелопмент Корпорэйшн АО, Россия



Характеристики

Тип	реагенты
Система	открытая
Параметр определения	железо
Метод	колориметрический без депротеинизации
Материал исследования	плазма крови / сыворотка крови
Объем	50 / 100 мл

Дополнительные характеристики

Набор реагентов Железо-ВИТАЛ для определения концентрации железа.