

Набор реагентов Креатинкиназа-ВИТАЛ

ФСР 2010/08368

реагенты, система открытая, ферменты, активность
МВ-изозима креатинкиназы, метод определения
оптимизированный энзиматический кинетический

Витал Девелопмент Корпорэйшн АО, Россия



Характеристики

Тип	реагенты
Система	открытая
Группа	ферменты
Параметр определения	активность МВ-изозима креатинкиназы
Метод	оптимизированный энзиматический кинетический
Материал исследования	сыворотка крови

Дополнительные характеристики

Набор реагентов КРЕАТИНКИНАЗА-ВИТАЛ для определения общей активности креатинкиназы в сыворотке крови оптимизированным энзиматическим кинетическим методом.

РЕАГЕНТ № 1 – БУФЕР

имидазол 100 ммоль/л
глюкоза 20 ммоль/л
ацетат магния 10 ммоль/л

РЕАГЕНТ № 2 – ЛИОФИЛИЗАТ

концентрация в реакционной смеси фосфокреатин 0 ммоль/л
N-ацетилцистеин 20 ммоль/л
ЭДТА 2 ммоль/л
АДФ 2 ммоль/л
НАДФ 2 ммоль/л
АМФ 5 ммоль/л
диаденозинпентафосфат 10 мкмоль/л
G-6-PDH 1500 U/л
HK 2500 U/л
СК-М ингибирующие антитела 2000 U/л
6-PGDH 600 U/л

6-PGL 1200 U/л