

Набор реагентов TS-Ристомин

ФСР 2012/13828

система открытая, исследование функции
тромбоцитов

Фирма Технология-Стандарт ООО, Россия



Характеристики

Система	открытая
Параметр определения	исследование функции тромбоцитов
Назначение	для определения ристомин-агрегации тромбоцитов

Описание

Набор реагентов Технология-Стандарт Ристомин применяется в качестве индуктора агрегации тромбоцитов при записи агрегатограмм. Используется для диагностики нарушений тромбоцитарного гемостаза, обусловленных дефицитом фактора Виллебранда или уменьшением числа его рецепторов на цитоплазматической мембране тромбоцитов (болезни Виллебранда и Бернара-Сулье).

Принцип метода

Регистрируется агрегация тромбоцитов в богатой тромбоцитами плазме крови в присутствии индуктора агрегации ристомина при помощи оптического (турбидиметрического) или кондуктометрического агрегометра по изменению оптической плотности или электропроводности раствора.

Состав набора:

1. Ристомин (лиофильно высушенный)
2. Растворитель для ристомина