

Набор реагентов Креатинин-ВИТАЛ

ФСР 2010/07736

реагенты, система открытая, субстраты, креатинин

Витал Девелопмент Корпорэйшн АО, Россия



Характеристики

Тип	реагенты
Система	открытая
Группа	субстраты
Параметр определения	креатинин
Материал исследования	моча / плазма крови / сыворотка крови

Дополнительные характеристики

Набор реагентов КРЕАТИНИН-ВИТАЛ для определения содержания креатинина в сыворотке (плазме) крови и моче человека.

РЕАГЕНТ № 1

Гидроокись натрия – 260 ммоль/л

Детергент – 20 г/л

РЕАГЕНТ № 2

Пикриновая кислота – 20 ммоль/л

КАЛИБРАТОР

Креатинин – 177 мкмоль/л (2 мг/дл)