

Набор реагентов Общий белок-ВИТАЛ

ФСР 2010/07728

реагенты, система открытая, субстраты, общий белок,
метод определения биуретовый

Витал Девелопмент Корпорэйшн АО, Россия



Характеристики

Тип	реагенты
Система	открытая
Группа	субстраты
Параметр определения	общий белок
Метод	биуретовый
Материал исследования	плазма крови / сыворотка крови

Дополнительные характеристики

Набор реагентов Общий белок-ВИТАЛ для определения содержания общего белка в сыворотке (плазме) крови человека.

Реагент № 1. Биуретовый реагент

- Натрия гидроокись – 0.5 моль/л
- Калий-натрий виннокислый – 80 ммоль/л
- Калий йодистый – 75ммоль/л
- Сульфат меди – 30 ммоль/л

Калибратор

- Альбумин сывороточный – 70 г/л
- Натрий хлористый – 154 ммоль/л