

Набор реагентов РеалБест ДНК-экстракция 3 для выделения ДНК из клинических образцов

РЗН 2017/5873
для выделения, ДНК
Вектор-Бест АО, Россия



Характеристики

Назначение	для выделения
Выделение	ДНК
Для термоциклеров	Bio-Rad CFX 96 / Rotor-Gene / ABI / ДТ
Комплектация	Вариант 6x16: 1.Лизирующий раствор-6 флаконов по 10 мл 2.Раствор для отмывки-6 флаконов по 20 мл 3.Элюирующий раствор- 6 флаконов по 12 мл 4. Сорбент (суспензия магнитных частиц) - 2 флакона по 1 мл. 5. Внутренний контрольный образец (ВКО) - 3 флакона 6. Раствор для восстановления контрольных образцов (РВК) - 1 флакон (4 мл) 7. Отрицательный контрольный образец (ОКО) – 2 флакона по 1 мл принадлежности: 1. Пластиковые крышки для флаконов с ВКО - 3 шт. Вариант 2x48: 1. Лизирующий раствор - 2 флакона по 30 мл 2. Раствор для отмывки-2 флакона по 65 мл 3. Элюирующий раствор- 2 флакона по 40 мл 4. Сорбент (суспензия магнитных частиц) - 2 флакона по 1 мл 5. Внутренний контрольный образец (ВКО) - 3 флакона 6. Раствор для восстановления контрольных образцов (РВК) - 1 флакон (4 мл) 7. Отрицательный контрольный образец (ОКО) - 2 флакона по 1 мл принадлежности: 1.Пластиковые крышки для флаконов с ВКО- 3 шт.