

Набор реагентов РеалБест ДНК МВТС для выявления ДНК микобактерий туберкулёзного комплекса

РЗН 2017/6051

для определения, ДНК, микобактерии

Вектор-Бест АО, Россия



Характеристики

Назначение	для определения
Выделение	ДНК
Определяемый параметр	микобактерии
Для термоциклеров	Bio-Rad CFX 96 / Rotor-Gene / ABI / ДТ
Комплектация	Комплект реагентов для обработки клинических проб и выделения ДНК: - раствор для обработки мокроты – 4 флакона; - лизирующий раствор – 8 флаконов; - осадитель НК – 4 флакона; - раствор для отмывки №1 – 4 флакона; - раствор для отмывки №2 – 4 флакона; - элюирующий раствор – 4 флакона; - сорбент – 1 флакон. Комплект контрольных образцов: - раствор для восстановления контрольных образцов (РВК) – 1 флакон; - положительный контрольный образец (ПКО) – 1 пробирка; - отрицательный контрольный образец (ОКО) – 2 флакона; - внутренний контрольный образец (ВКО) – 2 флакона. Комплект реагентов для проведения ПЦР: - готовая реакционная смесь для ПЦР (ГРС), лиофилизированная – 48 пробирок.