

Набор реагентов РеалБест ДНК ВПЧ ВКР скрин для выявления ДНК вирусов папилломы человека высокого канцерогенного риска

РЗН 2016/4014
для определения, ДНК, папиллома
Вектор-Бест АО, Россия



Характеристики

Назначение	для определения
Выделение	ДНК
Определяемый параметр	папиллома
Для термоциклеров	Bio-Rad CFX 96 / Rotor-Gene / ABI / ДТ

Комплектация

Набор реагентов для выявления ДНК вирусов папилломы человека 16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59, 66 и 68 типов.

Комплект 1:

- положительный контрольный образец (ПКО) – 2 пробирки;
- готовая реакционная смесь для ПЦР №1 (ГРС 1), лиофилизированная – 96 пробирок (12 стрипов по 8 пробирок);
- готовая реакционная смесь для ПЦР №2 (ГРС 2), лиофилизированная – 96 пробирок (12 стрипов по 8 пробирок);

Принадлежности:

- оптическая пленка – 3 листа.

Комплект 2:

- положительный контрольный образец (ПКО) – 2 пробирки; -
- реакционная смесь для ПЦР №1 (РС 1), лиофилизированная – 10 пробирок, каждая на 10 определений;
- реакционная смесь для ПЦР №2 (РС 2), лиофилизированная – 10 пробирок, каждая на 10 определений;
- раствор для восстановления (РВ) – 4 флакона.