


Набор реагентов ЭКОлаб Антипаллидум-Флюороген-IgM/IgG

РЗН 2013/247

для открытых систем, диагностикумы, набора на 100 образцов

ЭКОлаб ЗАО, Россия



Характеристики

Для открытых систем	Да
Назначение	диагностикумы
Фасовка	набора на 100 образцов

Дополнительные характеристики

Антипаллидум-Флюороген-IgM/IgG – диагностикум для выявления антител классов М и G к *Treponema pallidum* в реакции иммунофлюоресценции.

Назначение

Набор реагентов Антипаллидум-Флюороген-IgM/IgG предназначен для выявления в реакции иммунофлюоресценции (РИФ) антител классов М и G к *Treponema pallidum* в сыворотке (плазме) крови и спинномозговой жидкости человека. Рекомендуется для подтверждения результатов отборочных тестов и специфической серодиагностики сифилиса.

Набор выпускается в двух базовых вариантах:

- Комплектация № 1 – Антипаллидум-Флюороген-IgM – диагностикум для выявления антител класса М к *Treponema pallidum* в реакции иммунофлюоресценции.
- Комплектация № 2 – Антипаллидум-Флюороген-IgG – диагностикум для выявления антител класса G к *Treponema pallidum* в реакции иммунофлюоресценции.

Состав наборов смотрите в Инструкции на Антипаллидум-Флюороген-IgM/IgG

Наборы рассчитаны на исследование 100 образцов.