

Набор реагентов РеалБест ДельтаМаг ВГВ / ВГС / ВИЧ

РЗН 2017/6047

для определения, ДНК / РНК, ВИЧ / гепатит В / гепатит С

Вектор-Бест АО, Россия



Характеристики

Назначение	для определения
Выделение	ДНК / РНК
Определяемый параметр	ВИЧ / гепатит В / гепатит С
Комплектация	- активный сорбент с ВКО (АС16) - 3 пробирки; - раствор для восстановления активного сорбента - (РВАС) - 3 фл. по 2 мл; - лизирующий раствор - 3 фл. по 50 мл; - промывочный раствор №1 - 3 фл. по 65 мл; - промывочный раствор №2 - 3 фл. по 25 мл; - элюирующий раствор - 3 фл. по 15 мл; - отрицательный контрольный образец (ОКО) - 3 фл. по 12 мл.