

Набор реагентов Техпластин-тест (К)

ФСР 2010/08020

система открытая, протромбиновое время

Фирма Технология-Стандарт ООО, Россия



Характеристики

Система	открытая
Параметр определения	протромбиновое время
Назначение	для малотравматичной и быстрой оценки протромбинового времени свертывания протромбинового отношения и МНО в капиллярной крови

Описание

Техпластин-тест (К) предназначен для малотравматичной и быстрой оценки протромбинового времени свертывания, протромбинового отношения и международного нормализованного отношения (МНО) в капиллярной крови. Измерение рекомендуется проводить на коагулометре с механическим принципом регистрации результатов.

Состав набора:

1. Техпластин (К) – лиофилильно высушенная тромбопластин-кальциевая смесь из кроличьего мозга, буфер, консерванты и стабилизаторы, на 5 мл – 2 фл.
2. Растворитель для Техпластина (К), 10.5 мл – 2 фл.
3. Плазма-калибратор – 1 фл.
4. Цитрат натрия, на 5 мл 3.8% раствора – 2 фл.
5. Копье-скарификатор – 100 шт.