

Набор реагентов Техпластин-тест 100 опр. без плазмы

ФСР 2010/08020

система открытая, протромбиновое время

Фирма Технология-Стандарт ООО, Россия



Характеристики

Система	открытая
Параметр определения	протромбиновое время
Назначение	для оценки протромбинового времени свертывания

Описание

Набор реагентов Техпластин-тест предназначен для определения протромбинового времени свертывания на разных коагулометрах, в том числе автоматических, или мануально.

Принцип метода

Заключается в определении протромбинового времени – времени образования фибрина в плазме венозной крови в присутствии ионов кальция и тромбопластина (растворимого экстракта из мозга кролика). На основе данных измерения протромбинового времени свертывания осуществляется расчет ПО, ПТИ, МНО и протромбинового показателя по Квику.