

Наборы реагентов DIALAB для определения SARS-CoV-2

открытая система, COVID-19, тестов 96 шт.

DIALAB, Австрия



Характеристики

Для открытых систем	Да
COVID-19	Да
Количество тестов	96 шт.

Дополнительные характеристики

Наборы реагентов DIALAB для определения SARS-CoV-2

Состав набора: 1×96 лунок, (12×8 разборных стрипов, покрытых антигенами).

Метод: иммуноферментный качественный анализ.

Время анализа: 70 мин.

Кат. №	Название	Описание
I20051	IgM к SARS-CoV-2	Выявление IgM SARS-CoV-2 в сыворотке или плазме. инструкция
I20053	IgG к SARS-CoV-2	Выявление IgG SARS-CoV-2 в сыворотке или плазме. инструкция
I20052	IgG / IGM к SARS-CoV-2	Обнаружения суммарных антител SARS-CoV-2 в сыворотке или плазме. инструкция