

Наборы реагентов ИФА ФАРМЛЭНД

открытая система, тестов 48 / 96 / 192 шт.

ФАРМЛЭНД СП ООО, Беларусь



Характеристики

Для открытых систем	Да
Количество тестов	48 / 96 / 192 шт.

Дополнительные характеристики

Наборы реагентов ИФА ФАРМЛЭНД

Тиреоидная панель

- Тироид ИФА-трийодтиронин – для определения трийодтиронина в сыворотке крови человека.
- Тироид ИФА-тироксин – для определения тироксина в сыворотке крови человека.
- Тироид ИФА-свободный-T4 – для определения свободного тироксина в сыворотке крови человека.
- Тироид ИФА-ТГ – для определения тиреоглобулина в сыворотке крови человека.
- Тироид ИФА-атТГ – для определения аутоантител к тиреоглобулину в сыворотке крови человека.
- Тироид ИФА-атТПО – для определения аутоантител к тиреоидной пероксидазе в сыворотке крови человека.
- Тироид ИФА-ТТГ – для определения тиреотропного гормона в сыворотке крови человека.

Репродуктивная панель

- Стероид ИФА-эстрадиол – для определения эстрадиола в сыворотке и плазме крови человека.

Онкомаркеры:

- Онко ИФА-общий ПСА – для определения общего простат-специфического антигена в сыворотке крови человека.
- Онко ИФА-свободный ПСА – для определения свободного простат-специфического антигена в сыворотке крови человека.
- Онко ИФА-СА 125 – для определения антигена СА 125 в сыворотке крови человека.
- ИФА-АФП – для определения альфа-фетопротеина в сыворотке крови человека.

Вирусные гепатиты

- ИФА-антиHCV – для выявления антител к вирусу гепатита С в сыворотке или плазме крови человека.
- ИФА-антиHCV-П – для подтверждения наличия антител к вирусу гепатита С в сыворотке или плазме крови человека.
- ИФА-HBsAg – для определения поверхностного антигена вируса гепатита В в сыворотке или плазме крови человека.

- ИФА-НВsAg-П – для подтверждения наличия поверхностного антигена вируса гепатита В в сыворотке или плазме крови человека методом.

Диагностика сифилиса

- ИФА-Сиф-суммарный – для выявления суммарных IgA, IgG и IgM к возбудителю сифилиса «Treponema Pallidum» в сыворотке или плазме крови человека.

ВИЧ диагностика

- ИФА-Рекомбинант-HIV 1,2 – для выявления суммарных антител к вирусу иммунодефицита человека первого и второго типов в сыворотке или плазме крови человека.

- ИФА-HIV 1,2 AGAT – для выявления антител к вирусу иммунодефицита человека первого и второго типов и антигена p24 ВИЧ-1 в сыворотке или плазме крови человека.

Репродуктивная панель

- ИФА-Комби-Хлами-IgG/IgA-Tr – для выявления видоспецифических IgG и/или IgA к Chlamydia trachomatis в сыворотке или плазме крови человека.

- ИФА-Хлами-IgG-Tr – для выявления видоспецифических IgG к Chlamydia trachomatis в сыворотке или плазме крови человека.

- ИФА-Хлами-IgA-Tr – для выявления видоспецифических IgA к Chlamydia trachomatis в сыворотке или плазме крови человека.

TORCH

- ФА-ВПГ-I/II Ig M – для выявления IgM к вирусу простого герпеса первого и второго типов ВПГ-1 и ВПГ-2 в сыворотке и плазме крови человека методом.

- ИФА-ВПГ-I/II Ig G – для выявления IgG к вирусу простого герпеса первого и второго типов ВПГ-1 и ВПГ-2 в сыворотке и плазме крови человека.

- ИФА-ЦМВ-IgG – для выявления IgG к цитомегаловирусу в сыворотке или плазме крови человека.

- ИФА-ЦМВ-IgM – для выявления IgM к цитомегаловирусу в сыворотке или плазме крови человека.

- ИФА-Токсо-IgG – для выявления IgG к Toxoplasma gondii в сыворотке или плазме крови человека.

- ИФА-Токсо-IgM – для выявления IgM к Toxoplasma gondii в сыворотке или плазме крови человека.

- ИФА-КРАСНУХА-IgM – для выявления IgM к вирусу краснухи в сыворотке или плазме крови человека.

- ИФА-КРАСНУХА-IgG – для выявления IgG к вирусу краснухи в сыворотке или плазме крови человека.

Аллергология

- ИФА-общий IgE – для определения общего IgE в сыворотке крови человека.

- ИФА-Аллерго IgE – для определения аллерген-специфических IgE в сыворотке крови человека.