


Диагностический реагент Dialab Натрий

ФСЗ 2009/05840

реагенты, система открытая, электролиты, натрий,
метод определения ферментативный, кинетический,
две точки, объем 25 мл

DIALAB, Австрия



Характеристики

Тип	реагенты
Система	открытая
Группа	электролиты
Параметр определения	натрий
Метод	ферментативный, кинетический, две точки
Материал исследования	плазма крови
Объем	25 мл
Состав набора	R1: 4×25 ml R2: 2×25 ml

Дополнительные характеристики

Натрий, Sodium, enzymatic

Диагностический реагент для количественного определения (in vitro) натрия в плазме человека с использованием фотометрических систем.

Метод теста - ферментативный, кинетический, две точки.