

Неодишер ЛабoКлин ФЛА / Neodisher LaboClean FLA

СГР RU.77.01.34.015.E.004544.04.11

способ обработки механизированный, для очистки
ИМН, ПСО изделий медицинского назначения, срок
годности 2 года, 5 л / 10 л

Dr. Weigert Systematic Hygiene, Германия



Характеристики

Способ применения	механизированный
Назначение	для очистки ИМН
ПСО	изделий медицинского назначения
Срок годности	2 года
Фасовка	5 л / 10 л

Показатель концентрации водородных ионов

рН щелочной	Да
-------------	----

Дополнительные характеристики

Neodisher LaboClean FLA - высокощелочное моющее средство для использования в моечных машинах. Не содержит фосфатов, ПАВ, окислителей.

Назначение: автоматическая мойка лабораторного стекла в промышленных лабораториях и в пищевой промышленности, медицинских флаконов и клеток животных.

Применение / дозировка

Удаление жиров, масел, крахмала	- мойка neodisher LaboClean FLA 4 мл/л, при температуре 60-95°C - возможна добавка neodisher EM 1-3 мл/л - нейтрализация neodisher N - 2 мл/л
Удаление органических остатков	- мойка neodisher LaboClean FLA 4 мл/л при температуре до 95°C - нейтрализация neodisher N 2 мл/л
Удаление капель смол, пивных остатков, дрожжей, сусла	- мойка neodisher LaboClean FLA 4 мл/л при температуре до 95°C - нейтрализация neodisher N 2 мл/л

Срок годности: 2 года.

Не применять для обработки алюминия, анодированного алюминия и других легких металлов.