

Neodisher LM 2 / Неодишер ЛМ 2

СГР RU.77.01.34.015.E.004096.04.11

способ обработки механизированный / ручной / с применением ультразвука, для очистки ИМН, ПСО изделий медицинского назначения, срок годности 4 года, 10 л

Dr. Weigert Systematic Hygiene, Германия



Характеристики

Состав	5% амфотерные ПАВ
Способ применения	механизированный / ручной / с применением ультразвука
Назначение	для очистки ИМН
ПСО	изделий медицинского назначения
Срок годности	4 года
Фасовка	10 л

Режимы применения

ПСО ручным способом	0.5 - 2 % - 10 - 30 мин
ПСО в моечно-дезинфекционных автоматах (рекомендуемая)	1 - 3 % - 10 - 30 мин
ПСО в ультразвуковых установках	0.5 - 2 % - 10 - 30 мин

Показатель концентрации водородных ионов

рН щелочной	Да
-------------	----