

Neodisher Oxivario / Неодишер Оксиварио

СГР RU.77.01.34.015.E.015736.10.11

способ обработки механизированный, для очистки
ИМН, ПСО изделий медицинского назначения, срок
годности 1 год, 5 л

Dr. Weigert Systematic Hygiene, Германия



Характеристики

Состав	перекись водорода 30 - 35%
Способ применения	механизированный
Назначение	для очистки ИМН
ПСО	изделий медицинского назначения
Срок годности	1 год
Фасовка	5 л

Показатель концентрации водородных ионов

рН кислый	Да
-----------	----

Дополнительные характеристики

Neodisher Oxivario / Неодишер Оксиварио - средство используется для усиления моющего эффекта.
Применение/дозировка: 3.5 мл/л Neodisher Oxivario в процессе Miele Oxivario соответственно, 7 мл/л Neodisher Oxivario в процессе Miele Oxivario plus (при помощи соответствующего дозирующего оборудования).