

Носилки кресельные НК-ММ, модель 0702

ФСР 2009/05674

иммобилизация в ограниченном пространстве / в транспортных средствах экстренной медицинской помощи, транспортировка лежа / полулежа / сидя, кресельные, грузоподъемность 150 кг, на колесах, секции, масса 18 кг



НПП Микромонтаж ООО, Россия

Характеристики

Иммобилизация	в ограниченном пространстве / в транспортных средствах экстренной медицинской помощи
Возможная транспортировка	лежа / полулежа / сидя
Тип	кресельные
Грузоподъемность	150 кг
Колеса	Да
Секции	Да

Размеры

Длина	2000 мм
Ширина	550 мм
Высота	150 мм
Вес	18 кг

Дополнительные характеристики

Предназначены для транспортировки пациентов в транспортных средствах экстренной медицинской помощи, а также в стесненных условиях: малогабаритных коридорах, лифтах и лестничных маршах. Используются вместе с ТНС-01ММ или самостоятельно. Носилки имеют алюминиевую раму к ней шарнирно присоединены изголовье и двухсекционное складное сиденье, которые позволяют обеспечивать несколько фиксированных положений лежа носилок: «сидя», «полулежа», «лежа». Рама носилок имеет две колесные опоры: нижнюю - для транспортировки в положении «кресло» и верхнюю - для загрузки в ТСМП. Конструкция обеспечивает использование их в качестве носилок (в горизонтальном положении с изменяемой геометрией лежа); в качестве кресла на колесах (с качением на колесах откидной опоры и ножной секции). Трансформация лежа обеспечивает функциональные положения тела пациента, т.к. ноги согнуты в коленях, изголовье приподнято.

Наклон головной секции регулируется с помощью телескопического фиксатора. Максимальный угол наклона составляет 70°. К раме носилок прикреплены ремни безопасности. На ложе носилок лентой «репейник» крепится мягкий ПВХ матрац. В головной части может (по заказу) крепится бандаж для фиксации головы пациента. К базовой модели могут быть выполнены конструктивные дополнения (поставляются по заказу): боковые ограждения (леера); дополнительная опора для транспортировки пациентов на колесах или съёмные лыжи для транспортировки по заснеженной/пересеченной местности. Носилки имеют сертификат соответствия и регистрационное удостоверение. Носилки используются с ТНС-01ММ и самостоятельно и с любой моделью УП-ММ.