

Облучатель ультрафиолетовый ОУФД-01 «Солнышко»

ФСР 2009/05652

способ крепления переносной, назначение для
лечебного и профилактического облучения / для
местных локальных (внутриполостных) облучений,
защитные очки



Солнышко ООО, Россия

Характеристики

Способ крепления	переносной
Назначение	для лечебного и профилактического облучения / для местных локальных (внутриполостных) облучений
Материал	пластмасса
Защитные очки	Да
Рабочая частота	50±0.5 Гц
Масса	1 кг
Размеры	260×140×130 мм

Дополнительные характеристики

Применяется для лечебного и профилактического облучения в детской практике в лечебных и лечебно-профилактических учреждениях, а также в домашних условиях. Стабилизация параметров прибора происходит в течение 10 мин после начала свечения УФ лампы. Режим работы: непрерывная работа в течение 15 мин с последующим перерывом не менее 30 мин.