

Косметологический аппарат Venus Freeze Plus

РЗН 2014/1456

воздействие магнитное / радиочастотное

Venus Concept Ltd., Израиль



Характеристики

Воздействие	магнитное / радиочастотное
Применение	омоложение / подтяжка овала лица / разглаживание морщин / уменьшение объема тела / уменьшение целлюлита
Размер	650×550×1100 мм

Описание

Косметологический аппарат Venus Freeze Plus™ - для неинвазивного уменьшения морщин и подтяжки кожи. Объединяет воздействие мультиполярных радиочастот и импульсных электромагнитных полей. Процедуры проходят максимально комфортно, **не требуют восстановления и безопасны для всех типов кожи.**

Venus Freeze Plus™ включает два аппликатора: **DiamondPolar™** для небольших зон терапии и **OstiPolar™** для терапевтических зон большой площади. Оба легких эргономичных аппликатора работают на основе запатентованной технологии (MP)2, комбинирующей воздействие мультиполярных радиочастот и импульсных электромагнитных полей. В аппарате предусмотрены две опции контроля безопасности - отображение температуры в режиме реального времени и автоматический контроль температуры - для повышения уровня безопасности пациентов и упрощения эксплуатации врачом.

Мультиполярное радиочастотное излучение:

- алгоритм радиочастотного (РЧ) излучения обеспечивает равномерный прогрев тканей для максимального комфорта пациента;
- позволяет быстро и безопасно достигать необходимой терапевтической температуры даже на больших площадях и легко удерживать ее на протяжении всей процедуры;
- исключает необходимость применения местных охлаждающих средств.

Импульсные электромагнитные поля:

- эффект мультиполярных радиочастот усиливается применением импульсных электромагнитных полей (ИЭМП) - нетепловой технологии, воздействующей через электроды насадки;
- стимулируют ангиогенез для лучшего снабжения кожи кислородом и питательными веществами;

- импульсные электромагнитные поля используются в медицине на протяжении десятилетий, доказана их эффективность для стимуляции регенеративных процессов кожи.

Синергический эффект мультиполярных радиочастот и импульсных электромагнитных полей:

- комплексное воздействие мультиполярного РЧ-излучения (тепловое воздействие) и импульсных электромагнитных полей (нетепловое воздействие) способствует повышению упругости кожи и последующему неоколлагенезу;
- радиочастотное излучение нагревает и напрямую стимулирует фибробласты, в то время как импульсные электромагнитные поля способствуют ангиогенезу и пролиферации фибробластов путем высвобождения фактора роста FGF-2, что в итоге приводит к увеличению синтеза коллагена.

Опции безопасности:

- аппликаторы Venus Freeze Plus™ оснащены встроенными датчиками, которые обеспечивают температурный контроль в реальном времени, позволяя легко и быстро определить температуру кожи пациента;
- температура отображается на дисплее в течение всей процедуры, обеспечивая больший контроль со стороны врача и комфортные ощущения со стороны пациента;
- автоматический контроль температуры (АКТ) позволяет врачу легко задать необходимую температуру, индивидуально подходящую для пациента и конкретной зоны терапии;
- позволяет легко удерживать терапевтическую температуру на протяжении всей процедуры;
- АКТ в сочетании с отображением температуры в режиме реального времени обеспечивает комфорт пациента и последовательные предсказуемые результаты.