

Косметологический аппарат Venus Viva

РЗН 2019/8735

воздействие магнитное / радиочастотное, частота 1 МГц

Venus Concept Ltd., Израиль



Характеристики

Воздействие	магнитное / радиочастотное
Частота	1 МГц
Применение	омоложение / подтяжка овала лица / разглаживание морщин
Длительность процедуры	40-60 мин
Размер	380×400×280 мм

Описание

Косметологический аппарат Venus Viva™ предназначен для омоложения лица и тела. Venus Viva™ включает два аппликатора: радиочастотный аппликатор NanoFractional RF для процедур, требующих абляции и шлифовки кожи, а также аппликатор DiamondPolar™ для неинвазивного разглаживания морщин.

Аппликатор NanoFractional RF(Nanofractional Radio Frequency Applicator)

- предназначен для шлифовки кожи, улучшающей внешний вид рубцов постакне и других рубцов, стрий, розацеа, дисхромии, глубоких морщин, расширенных пор, неравномерной текстуры кожи и нарушений пигментации всех типов кожи.
- наконечник с самой большой площадью пятна в отрасли и доставкой до 700 импульсов;
- энергия проходит через кончик каждого электрода и проникает глубоко в ткани;
- энергия распределяется по малым площадям воздействия электродов (150 x 20 микрон) при переменной плотности энергии в наконечнике, уменьшая риск поствоспалительной гиперпигментации и сохраняя неповрежденные участки ткани между зонами контакта, что обеспечивает минимальный период заживления, однородный внешний вид ткани после процедуры и минимальное время восстановления;
- отсутствие возвратных импульсов способствует более однородной доставке энергии, что в итоге делает процедуры более безопасными и обеспечивает стабильные клинические результаты.
- использует алгоритм и технологию SMARTSCAN™ выбора шаблона процедуры, что позволяет врачу настраивать индивидуальные протоколы для максимальной гибкости и контроля в течение процедуры;
- производит абляцию и коагуляцию эпидермиса и дермы фракционным методом, обеспечивая высокую эффективность шлифовки кожи при разных состояниях - от умеренных до тяжелых;
- исключает необходимость использования дополнительных насадок или их замены во время процедуры, что сокращает время процедур, делает их проще и экономически эффективнее, повышая рентабельность инвестиций.

Аппликатор DiamondPolar™ с технологией (MP)2

- в основе работы аппликатора - запатентованная технология (MP)2, объединяющая действие мультиполярного радиочастотного излучения и импульсных электромагнитных полей для разглаживания морщин и складок как умеренной, так и тяжелой степени;
- мультиполярное РЧ-излучение использует сложный алгоритм равномерной доставки энергии и однородного нагрева тканей до глубоких слоев, позволяя быстро и безопасно накапливать тепло и легко поддерживать терапевтическую температуру на протяжении всей процедуры;
- эффект мультиполярных радиочастот усиливается применением импульсных электромагнитных полей (ИЭМП) - нетепловой технологии, воздействующей через электроды насадки;
- радиочастотное излучение нагревает и напрямую стимулирует фибробласты, в то время как импульсные электромагнитные поля способствуют пролиферации фибробластов путем высвобождения фактора роста FGF-2;
- посредством технологии (MP)2 радиочастотное излучение нагревает и напрямую стимулирует фибробласты, в то время как импульсные электромагнитные поля способствуют пролиферации фибробластов и синтезу коллагена путем высвобождения фактора роста FGF-2;
- особое расположение электродов позволяет проводить процедуры на участках вокруг глаз, вдоль скул и на других небольших зонах;
- процедуры с использованием этого аппликатора проходят комфортно и не требуют восстановления, при этом безопасность РЧ технологии доказана для всех типов кожи.

Показания для использования аппарата Venus Viva™:

- опущение нижнего и верхнего века;
- кисетные морщины и морщинки-«марионетки» возле рта;
- рубцы, постакне, стрии и растяжки⁴
- второй подбородок;
- синяки и «мешки» под глазами;
- заметные носогубные складки;
- расширенные поры;
- потеря упругости и эластичности кожи;
- брыли, нечеткий овал лица;
- неровные кожные покровы, пигментация.