

Ортез для запястья и руки, опорный и реабилитационный ORTEX 021

ФСЗ 2010/08002

шина, для верхних конечностей, фиксация ремень с текстильной застежкой, размер 60 - 80 мм / 80 - 100 мм

Ortex spol. s.r.o., Чехия



Характеристики

Вид	шина
Назначение	для верхних конечностей
Фиксация	ремень с текстильной застежкой
Материал	дюралюминий / полиэфир
Размер	60 - 80 мм / 80 - 100 мм

Дополнительные характеристики

Показания: Ортез предназначен для долечивания травм в области суставов запястья, пястных костей и фаланг пальцев. Он также служит как манипуляторная шина при травмах n. radialis (лучевого нерва).

Область применения: хирургия, травматология и эндопротезирование.

Противопоказания: при локальных дерматитах и гнойничковых инфекциях кожи.

Материалы: В основе изделия находится профилированная опора ладони и пальцев рук, а также опора предплечья. Обе опоры связаны дюралюминиевой стяжкой-усилителем. Опора предплечья оснащена двумя закрепительными ремнями и прокладкой. Опора ладони и пальцев имеет боковые опорные фиксаторы. Конечность уложена в мягком, формованном, пористом материале PLASTAZOTE, который в целях воздухопроницаемости перфорирован. Наличие прокладки PLASTAZOTE препятствует нежелательному давлению на конечность. Материал не оказывает аллергическое воздействие, не раздражает кожу.

Ортез производится в исполнениях для правой и левой руки.

Советы по уходу: ортез моется мыльным раствором.