

Ортез лучезапястный OPPO Medical 1089

ФСЗ 2011/11093

ортез, для верхних конечностей, фиксация застежка
контакт, размер S 140 - 159 мм / M 165 - 184 мм / L 191
- 210 мм / XL 216 - 235

OPPO Medical Corp., Тайвань (Китай)



Характеристики

Вид	ортез
Назначение	для верхних конечностей
Фиксация	застежка контакт
Материал	нейлон / неопрен / хлопок
Размер	S 140 - 159 мм / M 165 - 184 мм / L 191 - 210 мм / XL 216 - 235

Дополнительные характеристики

Назначение

Ортез оказывает поддержку лучезапястного сустава, оставляет ладонь свободной. Может применяться как в профилактических, так и в лечебных целях.

Показание

Стабилизация сустава большого пальца, перегрузки, воспаления сухожильно-связочного аппарата.

Материал

Неопрен, нейлон, хлопок, металлическая шина.

Применение

Использовать изделие исключительно по назначению.

Длительность ежедневного использования изделия в соответствии с рекомендациями Вашего врача.

При возникновении вопросов по применению, обратитесь к Вашему врачу.

Противопоказания

Индивидуальная непереносимость материалов.

Не рекомендуется надевать ортез после нанесения на кожу согревающего крема или мази.

Рекомендации по уходу за изделием

Стирать в прохладной воде, не использовать отбеливающих средств, не гладить, не подвергать химической чистке.

Перед стиркой следует застегнуть все застежки и удалить все вынимаемые шины.

Рекомендуется использовать специальный мешок для стирки.

Отжать мокрое изделие и оставить сушиться (не сушить вблизи нагревательных приборов).