

Ортез лучезапястный OPPO Medical 4082

ФСЗ 2011/11093

ортез, для верхних конечностей, фиксация застежка
контакт, размер универсальный

OPPO Medical Corp., Тайвань (Китай)



Характеристики

Вид	ортез
Назначение	для верхних конечностей
Фиксация	застежка контакт
Материал	полипропилен / полиуретан
Размер	универсальный

Дополнительные характеристики

Описание:

Сильная степень фиксации. Применяется для стабилизации и фиксации лучезапястного сустава.

Материал:

30% полиэстер,
70% полиуретан,

Функции:

Высота - 20 см.

Способствует уменьшению отечности и болевых ощущений.

Выбор размеров для пациентов с окружностью запястья от 14 до 23,5 см.

Показания:

Реабилитация после переломов дистальной трети локтевой и лучевой костей и костей запястья,
Стилоидит,

Артриты и артрозы суставов запястья ревматоидного или иного происхождения.

Инструкция по применению:

Время ношения ортеза необходимо согласовать с врачом.

Противопоказания:

Индивидуальная непереносимость материалов. Не надевайте ортез после нанесения согревающих кремов и мазей

Размер универсальный.