

Пленка рентгеновская Carestream DRYVIEW Mammography

РЗН 2017/5930

для маммографических исследований, сухая проявка,
размер 200×250 мм / 250×300 мм / 280×350 мм, листов
125 шт.

Carestream Health Inc., США



Характеристики

Назначение	для маммографических исследований
Тип проявки	сухая
Размер	200×250 мм / 250×300 мм / 280×350 мм
Количество листов	125 шт.

Дополнительные характеристики

Пленка для лазерной визуализации для маммографии DRYVIEW оптимизирована для маммографии и позволяет получать изображения особенно высокого качества с помощью лазерного принтера. Это революционная сухая лазерная пленка Carestream Health, Inc. для цифровой маммографии. Плёнка имеет высокую максимальную плотность, поэтому тонкие оттенки изображения остаются кристально чистыми с возможностью архивирования в течение всего срока службы. Плёнка DRYVIEW позволяет получать изображения на плёнке в натуральную величину. Упаковка для защиты от дневного света обеспечивает удобство и надёжность использования.

Совместим с лазерными принтерами DRYVIEW 6800 и 8900 для маммографии.

Превосходное качество изображения с минимальным шумом и улучшенной однородностью плотности эмульсии. Создает чёткие буквенно-цифровые изображения и изображения с непрерывным тоном с исключительным пространственным разрешением, контрастностью и уровнями градаций серого.

Легкая загрузка при дневном свете и долговечные картриджи с пленкой для лазерных изображений DRYVIEW экономят время и деньги, а также улучшают рабочий процесс в кабинете для осмотра. Используйте одну пленку для всех тепловизоров DRYVIEW - устранили лишние складские запасы, не используйте процессор для мокрой пленки.

Технология распознавания картриджей позволяет лазерным сканерам DRYVIEW распознавать тип, размер и партию пленки, а также количество оставшихся листов. Совместимость с системой AIQC для повышения производительности.

Доступен в трех размерах: 20×25 см / 25×30 см / 28×35 см.

Особенности:

- пожизненная (100+ лет) возможность архивирования плёнок;
 - печатные изображения на пленке с разрешением до 3.6 D-max;
 - доступна в трёх размерах;
 - картриджи с пленкой дневной загрузки;
 - 125 листов / картридж
 - совместимость с системой AIQC с лазерным тепловизором DRYVIEW 8900;
 - максимальная плотность пленки 3.3 при использовании с DRYVIEW 8900;
- (более высокая максимальная плотность с опциональным обновлением цифровой маммографической печати для лазерного тепловизора DRYVIEW 8900).

Хранение и обращение с пленкой

Пленку DRYVIEW следует хранить в прохладном, сухом месте (от 41 ° F / 5 ° C до 77 ° F / 25 ° C) и защищать от излучения и химических паров в помещении.

для достижения стабильных результатов до истечения срока годности, указанного на упаковке пленки.