

Пленка рентгеновская SFM Mammo MF

РЗН 2017/6642

для маммографических исследований,
зелёночувствительная, мокрая проявка, размер
180×240 мм / 240×300 мм, листов 100 шт.

SFM Hospital Products GmbH, Германия



Характеристики

Назначение	для маммографических исследований
Тип пленки	зелёночувствительная
Тип проявки	мокрая
Размер	180×240 мм / 240×300 мм
Количество листов	100 шт.

Дополнительные характеристики

Пленка Маммо MF для маммографии - ортохроматическая пленка зеленого цвета с односторонним слоем эмульсии с высокими показателями скорости обработки, контрастности и разрешения. При использовании с одинарным экраном с усиливающей зеленой подсветкой пленка Маммо MF ясно показывает структуры молочной железы.

Пленка обеспечивает высокую контрастность снимков и позволяет получать изображение в сжатые сроки. Материал обрабатывается термическим методом, он не подходит для обработки влажными химическими способами. Ортохроматическая пленка подходит для разных циклов обработки, в том числе для ускоренного 90-секундного цикла. На пленке можно увидеть структуры молочной железы в деталях. На снимках не будет размытых участков, двойного контура, крупной зернистости и других проблем. Полученные снимки не теряют своей контрастности и четкости со временем, их можно долго хранить. Это идеальное решение для больниц и клиник, как частных, так и государственных.

Особенности:

1. Позволяет получать четкие изображения, как при автоматической, так и при ручной обработке.
2. Подходит как для 90-секундного, так и для расширенного цикла обработки.
3. Чрезвычайно высокое качество и плотность изображения.
4. Используют совместно с одинарным маммографическим усиливающим экраном SFM, что излучает зеленую часть спектра.
5. Доступные размеры: 18×24 см, 24×30 см.
6. Количество листов в упаковке 100 листов.

Использование уникальных технологий SFM Sigma-LIC Grain и Cross-over Control, применяемых в высоко зарекомендовавшей себя плёнке SFM, позволяет получать чрезвычайно четкие, высококонтрастные изображения как при автоматической, так и при ручной обработке. Неизменно высокое качество созданных с ее помощью изображений значительно расширяет возможности диагностики.

- диагностические рентгенограммы высокого качества;
- стабильное качество изображений;
- простота обработки пленки.

Повышенная стабильность упрощает контроль качества и делает его более эффективным даже при ежедневном проведении.

- высокое разрешение;
- мелкая зернистость;
- высокая обрабатывающая способность.

Голубой цвет подложки для вашего комфорта

Голубая полиэстеровая подложка значительно улучшает восприятие мелких деталей в структуре молочной железы и снижает утомляемость глаз.

Матто MF имеет защитный слой, который придает устойчивость пленки к царапинам, воздействию влаги и другим неблагоприятным внешним воздействиям.

Условия хранения и обращения

Хранить закрытые коробки с пленкой следует в прохладном, сухом месте (при температуре от 10 до 21°C и относительной влажности 30-50%) в вертикальном положении. При хранении беречь от ионизирующего излучения и от влияния химикатов, держать вдали от источников тепла (батарей отопления, радиаторов). При использовании пленки избегать излишнего сдавливания и перегибов, что может привести к повреждению эмульсии. При обработке в темном помещении необходимо применять фонарь с защитным красным светофильтром, лампой не более 25 Вт и на расстоянии 1.2 м от пленки.