

Пленка рентгеновская Carestream DRYVIEW DVM Laser Imaging Film

ФСЗ 2010/08356

для маммографических исследований, сухая проявка,
размер 200×250 мм / 280×350 мм / 350×430 мм, листов
100 шт. / 125 шт.

Carestream Health Inc., США



Характеристики

Назначение	для маммографических исследований
Тип проявки	сухая
Размер	200×250 мм / 280×350 мм / 350×430 мм
Количество листов	100 шт. / 125 шт.

Дополнительные характеристики

Маммографическая пленка для принтеров DryView DVM высокого разрешения чувствительная к инфракрасному излучению предназначена для печати на лазерных медицинских принтерах. Пленка высокого разрешения, чувствительную к инфракрасному излучению, обработка которой возможна только в «сухом процессе». Лазерная пленка выпускается в герметичных светозащищенных картриджах, которые не требуют предварительной зарядки в темном помещении и имеет синюю, прокрашенную в массу полиэфирную основу толщиной 0.18 мм. Возможность применения при специальных исследованиях требующих высокого разрешения.

Пленка для лазерных камер CARESTREAM Dry View представляет собой пленку высокого разрешения, чувствительную к инфракрасному излучению, обработка которой возможна только в "сухом процессе". Лазерная пленка CARESTREAM Dry View Film выпускается в герметичных светозащищенных картриджах, которые не требуют предварительной зарядки в темном помещении. На картриджах нанесен специальный штрих-код и/или радиочастотный код, позволяющие автоматически распознать тип пленки и срок ее годности и произвести автоматическую калибровку камеры.

Форматы используемой пленки:

35×43 см (125 листов в упаковке);

28×35 см (125 листов);

20×25 см (100 листов).

Условия проявления

Светозащищенные упаковки пленок не подразумевают прямой контакт рентгенолога с непроявленной пленкой, но, при необходимости, допускается работа с пленкой в затемненном помещении с зеленым неактивным светофильтром.

Рекомендации по хранению проявленной пленки:

- при первом просмотре на негатоскопе возможно незначительное (не более 2%) общее потемнение пленки, не отражающееся на информационном содержании снимка. Не рекомендуется оставлять снимки на включенном негатоскопе более 24 часов;
- продолжительное (более 3 часов) пребывание проявленных пленок на ярком свете и/или при высокой температуре (более 55°C) может привести к постепенному потемнению снимков;
- проявленная пленка устойчива к воздействию влаги, в том числе капель жидкости и повышенной атмосферной влажности;
- для длительного хранения рекомендуется помещать пленку в защитные пакеты;
- при соблюдении условий хранения пленок исходное качество сохраняется в течение 100 лет.