


Пленка рентгеновская Carestream Medical X-ray Blue / MXBE Film

ФСЗ 2010/08356

для общей рентгенографии, синечувствительная,
мокрая проявка, размер 240×300 мм

Carestream Health Inc., США



Характеристики

Назначение	для общей рентгенографии
Тип пленки	синечувствительная
Тип проявки	мокрая
Размер	240×300 мм
Основа	полиэтилен-терефталатная

Дополнительные характеристики

Синечувствительная рентгенпленка Carestream Medical X-Ray Blue / MXBE Film 24×30 см для общей рентгенологии. Пленка MXBE пришла на смену снятой с производства плёнки Kodak MXB и является её полным аналогом по функциональным и техническим характеристикам.

Основные характеристики плёнки MXBE Film 24×30 см:

Тип плёнки: рентгеновская плёнка общего назначения с чувствительностью в синей части спектра.

Основные области применения: ортопедия, травматология, педиатрия, исследование черепа, позвоночника, крупных суставов.

Тип проявки: для ручной и автоматической химической проявки, совместима с российскими химреактивам (Ренмед-К, Ренмед-Плюс, Ренмед-Авто). Во время обработки рекомендуется применять фонарь с защитным красным светофильтром.

Диапазон светочувствительности: 350 - 550 нм.

Содержание свободного серебра: 2.4 г/м².

Основа плёнки: прозрачная полиэленовая с коричневым оттенком, толщиной 0/178 мм.

Максимальное разрешение изображения: 6/5 пар-линий/мм.

Количество листов в упаковке: 100 листов.

Габариты упаковки (В×Ш×Г): 31.5×25×3 см.

Вес упаковки (100 листов): 2.35 кг.

Количество упаковок в коробке: 5 упаковок.

Габариты коробки (В×Ш×Г): 27×33×16.5 см.

Вес коробки (5 упаковок): 11.9 кг.

Условия хранения неэкспонированной запечатанной плёнки: температура от 10 до 21°C, влажность от 30 до 50%, беречь от ионизирующего излучения и от влияния химикатов.

Срок хранения неэкспонированной запечатанной плёнки: 24 или 30 месяцев (в зависимости от партии).

Условия хранения готовых снимков: температура от 16 до 27°C, влажность от 30 до 50%.