

Пленка рентгеновская Fujifilm DI-HL / DI-ML / DI-HT / DI-AT

РЗН 2017/5930

для общей рентгенографии / для маммографических исследований, сухая проявка, размер 200×250 мм / 250×300 мм / 260×360 мм / 350×430 мм, листов 100 шт. / 150 шт.

FUJIFILM Corporation, Япония



Характеристики

Назначение	для общей рентгенографии / для маммографических исследований
Тип проявки	сухая
Размер	200×250 мм / 250×300 мм / 260×360 мм / 350×430 мм
Количество листов	100 шт. / 150 шт.

Дополнительные характеристики

Рентгеновская пленка для сухой печати FujiFilm DI-HL / DI-ML / DI-HT / DI-AT

Размер: 20×25 см / 25×30 см / 26×36 см / 35×43 см

Листов в упаковке: 100 шт. / 150 шт.

Характеристики:

- Сфера применения: рентгенография с применением прямой цифровой печати сухим способом.
- Особенности: отсутствует необходимость в тёмной комнате и химреактивах, что позволяет производить загрузку при дневном свете.
- Цветовой тон: нейтральный.
- Защитный верхний слой: есть - он гарантирует сопротивляемость против царапин и воздействия влаги.
- Категорически не рекомендуется: длительное рассматривание плёнки в негатоскопе. Также, не рекомендуется деформация плёнки такая как: давление, сгибание, выпучивание и скручивание в рулон.
- Срок хранения до использования: 24 месяца.
- Срок хранения после использования: 20 - 100 лет.

Совместима с принтерами:

- DI-HL: Fujifilm DRYPIX 4000 и Fujifilm DRYPIX 7000.
- DI-ML: Fujifilm DRYPIX 4000 и Fujifilm DRYPIX 7000.
- DI-HT: Fujifilm DRYPIX2000.
- DI-AT: Fujifilm DRYPIX1000 и DRYPIX3000.

Плёнка типа DI-ML - это высококлассная пленка для сухой лазерной печати, предназначенная для маммографии. Она характеризуется оптической плотностью ($D_{\max} = 4.0$) и отличается от пленки типа DI-HL голубоватым цветом и более высокой резкостью. Качество изображений, получаемое с использованием пленки типа DI-HL, также приемлемо для маммографии. Пленка может использоваться для печати на устройствах DRYPIX4000 и DRYPIX7000.

Хранение

Температура хранения: 4°C - 25°C.

Рекомендованный контроль влажности: 30 - 60%.

Не рекомендуется: хранение плёнки при температуре превышающей 35°C.

Готовый снимок производитель рекомендует хранить в бумажном конверте в горизонтальном положении.

Неизрасходованную плёнку производитель рекомендует хранить в вертикальном положении упаковки (на торце).

Производитель рекомендует хранить рентгеновскую плёнку в специальном сухом и прохладном месте. Место должно быть экранировано от воздействия рентгеновских лучей, гамма-лучей или любого другого проникающего излучения. Также, в месте хранения плёнки должны быть исключены химические пары.