

Пленка рентгеновская Lucky Healthcare KX 171

РЗН 2019/8555

для общей рентгенографии, зелёночувствительная,
мокрая проявка, размер 127×305 мм / 203×254 мм /
254×305 мм / 279×356 мм / 305×381 мм / 356×356 мм /
356×432 мм, листов 100 шт.

Lucky Healthcare Co., Ltd., Китай



Характеристики

Назначение	для общей рентгенографии
Тип пленки	зелёночувствительная
Тип проявки	мокрая
Размер	127×305 мм / 203×254 мм / 254×305 мм / 279×356 мм / 305×381 мм / 356×356 мм / 356×432 мм
Количество листов	100 шт.

Дополнительные характеристики

Плѐнка рентгеновская медицинская Lucky Healthcare KX 171 представляет собой обычную зеленую чувствительную медицинскую рентгеновскую плѐнку, которая имеет зелёные чувствительные слои эмульсии с обеих сторон синего полиэфирного основного листа.

Продукт отличается высокой чувствительностью, хорошей четкостью, широким диапазоном экспозиции и хорошей совместимостью с использованием. Когда продукт используется с обычным зелёным усиливающим экраном, фактическая доза облучения может составлять от четверти до половины от дозы с синим излучающим усиливающим экраном, и это может уменьшить вредное излучение от рентгеновского излучения и продлить рентгеновское излучение. Срок службы лучевой машины. Превосходное изображение повышает точность диагностики.

Обработка:

Рекомендуется использовать химикат Lucky Processing G-30, G-31 или другие аналогичные химические вещества.
Температура проявления от 30 °C-35 °C в течение 90-180 секунд (общая).

Ручная обработка:

Рекомендуются проявитель Lucky D-19B, Lucky fixer F-5 или другие химические вещества общего назначения.
Температура проявления от 20 °C-24 °C в течение 3-6 минут.

Размеры:

127×178 мм;
203×254 мм;
254×305 мм;
279×356 мм;
305×381 мм;
356×356 мм;
356×432 мм.