

Полоски диагностические Уротест-2 для определения глюкозы и кетоновых тел в моче

ФСЗ 2009/03560

тест-полоски, система открытая, глюкоза / кетоны,
метод определения качественный /
полуколичественный

Белбиомедтест ОДО, Беларусь



Характеристики

Тип	тест-полоски
Система	открытая
Параметр определения	глюкоза / кетоны
Метод	качественный / полуколичественный
Материал исследования	моча

Дополнительные характеристики

Полоски диагностические Уротест-2 для определения глюкозы полуколичественной и кетона в моче предназначены для качественного и полуколичественного определения глюкозы и кетоновых тел (кетона) в моче, в том числе в домашних условиях (для диагностики in vitro).

Диагностическая значимость определения

Качественное и полуколичественное определение глюкозы и кетона в моче используется в качестве вспомогательного метода, который дает возможность одновременно контролировать уровень двух вышеперечисленных аналитов (параметров) мочи, а также контролировать ход лечения многих патологий, в том числе эндокринной системы, почек и мочевыводящих путей, при сахарном диабете, углеводном голодании, лихорадочных состояниях, общем голодании и истощении, приеме богатой кетогенными веществами пищи, при приеме значительных количеств щелочных веществ, инфекционных болезнях (скарлатине, гриппе, туберкулезном менингите и др.), тяжелых интоксикациях (например, при отравлении свинцом) и др.