

Тест-полоски IME-DC PRINCE

РЗН 2017/6125

фотометрический метод, время тестирования 10 сек.,
50 шт.

IME-DC GmbH, Германия



Характеристики

Метод измерения	фотометрический метод
Время тестирования	10 сек.
Количество пробы крови	2 мкл
Диапазон определений	1.1-33.3 ммоль/л
Количество в упаковке	50 шт.

Дополнительные характеристики

Тест-полоски для глюкометра IME-DC PRINCE предназначены для определения уровня глюкозы в цельной капиллярной крови:

- с каждой упаковкой тест-полосок поставляется чип-ключ, содержащий калибровочную информацию.
- реагентная зона тест-полоски втягивает каплю объемом 2 мкл и через 10 секунд на экране появляется результат анализа.
- тест-полоски IME-DC предназначены только для использования с глюкометром IME-DC.
- применяются для диагностики "in vitro" как в домашних условиях, так и в условиях стационара.
- результаты измерений находятся в пределах от 1.1 до 33.3 ммоль/л.

Количество в упаковке: 50 шт.

Точность результатов анализа равняется 96%. В упаковке тест-полосок находятся два тубуса содержащие 25 тест-полосками каждый.

Размер полоски: 35 мм x 5.6 мм

Объем образца крови: 2 мкл

Удобное нанесение капли крови на тест-полоску (автоматическое всасывание)

Состав реактивов тест-полоски:

- 36.6% - глюкозо-оксидаза;
- 41.0% - ферроцианид калия;
- 23.4% - не реакционно-способные ингредиенты.