

Тест-полоски Кетоглюк-1 для определения глюкозы и кетоновых тел в моче

ФСР 2011/11002

тест-полоски, система открытая, глюкоза, метод определения полуколичественный, 50 определений

Биосенсор АН ООО, Россия



Характеристики

Тип	тест-полоски
Система	открытая
Параметр определения	глюкоза
Метод	полуколичественный
Материал исследования	моча
Количество определений	50

Дополнительные характеристики

Тест-полоски КЕТОГЛЮК-1 предназначены для одновременного визуального качественного или полуколичественного определения глюкозы и кетоновых тел в моче человека. Они могут быть использованы для экспресс-анализа уровня глюкозурии и кетонурии в медицинских учреждениях и в домашних условиях.

Полуколичественное определение глюкозы и кетоновых тел в моче дает возможность контролировать уровень глюкозурии и кетонурии, выбрать соответствующую диету, а также корректировать ход лечения.