

Тест-полоски Сателлит Экспресс

ФСР 2009/06498

фотометрический метод, время тестирования 7 сек.,
25 шт. / 50 шт.

ЭЛТА ООО, Россия



Характеристики

Метод измерения	фотометрический метод
Время тестирования	7 сек.
Количество пробы крови	1 мкл
Диапазон определений	0.6-35 ммоль/л
Количество в упаковке	25 шт. / 50 шт.

Дополнительные характеристики

Тест-полоски Сателлит®Экспресс для глюкометра Сателлит®Экспресс предназначены для точного определения уровня глюкозы в цельной капиллярной крови.

Для проведения измерения достаточно всего 1 мкл крови.

Предотвращение «выдыхания» тест-полосок: каждая тест-полоска в индивидуальной упаковке.

Количество: 25 / 50 шт.

Срок годности: 18 месяцев.