

Тест-полоски FreeStyle Optium

ФСЗ 2012/13308

фотометрический метод, результат через 5 сек., 50 шт. / 100 шт.

Abbott Diabetes Care Ltd., Великобритания



Характеристики

Метод измерения	фотометрический метод
Результат тестирования	5 сек.
Количество в упаковке	50 шт. / 100 шт.

Дополнительные характеристики

Тест-полоски FreeStyle Optium (Фристайл Оптиум) – это возможность тестировать кровь на глюкозу и β -кетоны одним измерительным прибором.

Тест-полоски FreeStyle Optium для измерения уровня глюкозы в крови имеют синюю цветовую маркировку и выпускаются в упаковках по 50 и 100 тест-полосок.

- не требуется кодирование;
- быстрое время тестирования - за 5 секунд;
- малый объем образца крови - 0.6 мкл;
- кровь на тест-полоску можно нанести с тыльной или верхней части;
- можно довести кровь.