

Дозатор шприцевой NIKSY SK-500I

ФСЗ 2008/01781

насос, шприцевой, количество каналов 1 шт., объем шприца 10 / 20 / 50 мл, скорость введения 0.1-500 мл/ч, объем дозирования 0.1-999.9 мл

Shenzhen Shenke Medical Instrument Technical Development Co., Китай



Характеристики

Вид	насос
Тип насоса	шприцевой
Количество шприцевых каналов	1 шт.
Объем шприца	10 / 20 / 50 мл
Скорость введения	0.1-500 мл/ч
Объем дозирования	0.1-999.9 мл
Размеры	288×130×122 мм
Масса	3 кг

Описание

Помпа шприцевая инфузионная SK-500I используется во всех областях медицины, для проведения инфузорной терапии. Прибор обеспечивает постоянное и строго дозированное введение препаратов. Он может работать на протяжении длительного времени, выполняя дозировку инъекций. Удобный в работе и хорошо контролируемый дозатор может работать, как от сети, так и от автономного питания. Все данные о параметрах работы (расход, номер кровати, индикация батареи) выводятся на дисплей.

Характеристики:

- максимальная скорость инъекции: 500 мл/ч,
 - шприц 10 мл: 0.1-100 мл/ч,
 - шприц 20 мл: 0.1-200 мл/ч,
 - шприц 50 мл: 0.1-500 мл/ч;
- расход при очистке: 1 мл;
- быстрый расход:
 - шприц 10 мл: 0.1-100 мл/ч,
 - шприц 20 мл: 0.1-200 мл/ч,
 - шприц 50 мл: 0.1-500 мл/ч;
- накопленный объем инъекции: 0.1-999.9 мл;

- точность $\pm 1\%$, включая национальную стандартную точность $\pm 2,5\%$
- электропитание: 100-240 В переменного тока, 50/60 Гц;
- перезаряжаемая литиевая батарея: 7.4 В, 1000 мАч;
- максимальная потребляемая мощность: 25 ВА, работа в течение более 2 часов после полной зарядки;
- зарядка батареи: после подсоединения дозатора шприцевого к источнику переменного тока автоматически начинается зарядка батареи (оптимальная продолжительность зарядки - 14 часов);
- предохранители: 220 В 2А×2, 12 В 2А×2;
- информация, сообщаемая с помощью дисплея и индикаторов: расход, накопленный объем инъекции, спецификация шприца, емкость батареи, номер кровати, индикация подключения к источнику переменного тока, индикация работы;
- тревожная информация: завершение инъекции, ситуации близости к завершению инъекции, окклюзии, низкий уровень заряда батареи, нарушение работы шприца, нарушение управления.