

Порошок для ПСО Инклин-П

СГР ВУ.70.06.01.002.Е.003806.07.11

способ обработки ручной / с применением
ультразвука, для очистки ИМН, ПСО изделий
медицинского назначения / эндоскопов и
инструментов к ним, срок годности 5 лет, 1 кг

БелАсептика ЗАО, Беларусь



Характеристики

Состав	неорганические и органические соли, анионное ПАВ
Способ применения	ручной / с применением ультразвука
Назначение	для очистки ИМН
ПСО	изделий медицинского назначения / эндоскопов и инструментов к ним
Срок годности	5 лет
Фасовка	1 кг

Режимы применения

ПСО ручным способом	0.6 % - 15 мин
---------------------	----------------

Дополнительные характеристики

Для предстерилизационной очистки ИМН из различных материалов ручным и механизированным способом с применением ультразвука, для предварительной предстерилизационной или окончательной очистки эндоскопов и инструментов к ним ручным способом.