

Суточный монитор артериального давления BTL-08 ABPM

РЗН 2016/4240

регистрация данных до 51 ч, ЧП 40-200 уд./мин.,
подключение к ПК, размеры 70×99×30 мм, масса 0.24
кг

BTL Industries Limited, Великобритания



Характеристики

Время регистрации данных	51 ч
Диапазон измерения ЧП	40-200 уд./мин.
Метод измерения АД	осциллометрический
Подключение к ПК	Да
Хранение данных	Да
Размеры	70×99×30 мм
Масса	0.24 кг

Описание

BTL-08 ABPM проводит запись показаний давления с заданными интервалами сроком до 51 часа. Ступенчатая дефляция – уникальная особенность, которая гарантирует точное измерение. Очень тихая работа, малые размеры и вес делают устройство удобным как для врача, так и для пациента.

Программное обеспечение BTL ABPM автоматически выполняет подробный анализ значений давления и создает текстовую интерпретацию записанных данных. Точность используемых алгоритмов удовлетворяет критериям BHS, AAMI и IEC. В результате, оценка записи точна и проста.

BTL CardioPoint®

BTL CardioPoint – это универсальное и полное программное решение, объединяющее ЭКГ покоя, стресс-тест, холтеровское мониторирование, мониторирование артериального давления и спирометрию в единую платформу. Возможности диагностики, графические и сетевые конфигурации позволяют адаптировать программное обеспечение к требованиям пользователя, пользователю не приходится подстраиваться под него.

	Ср АД, Ср ЧСС, Ср Пульс АД, Суточный индекс САД /ДАД, Вариабельность САД /ДАД день/ночь, Индекс времени САД/ДАД,
Расчетные параметры	Индекс времени САД/ДАД, Макс САД/ДАД, Мин САД/ДАД , Утр. подъем АД, Ср САД/ДАД, Нагрузка САД/ДАД
	Число измерений гипертенз САД/ДАД , Число измерений гипотенз САД/ДАД
Автоматическая интерпретация	АНА 2005, ESH 2003, АНА 2008 Педиатрия, Chaloupecký 2006 pediatrics, NHFA 2002, NICE 2011

Подробнее о том, как пользоваться СМАД BTL-08 АВРМ – в инструкции.