

Пробирка вакуумная Improvacuter с активатором свертывания

ФСЗ 2010/06624

активатор свертывания, объем 3.0 / 4.0 / 5.0 / 6.0 / 7.0 /
8.0 / 9.0 / 10.0 мл, размер 13×75 мм / 13×100 мм /
16×100 мм, цветовой код красный, пластик

Guangzhou Improve Medical Instruments, Китай



Характеристики

Тип	активатор свертывания
Объем	3.0 / 4.0 / 5.0 / 6.0 / 7.0 / 8.0 / 9.0 / 10.0 мл
Размер	13×75 мм / 13×100 мм / 16×100 мм
Цветовой код	красный
Материал	пластик

Описание

Пробирки вакуумные Improvacuter с активатором свертывания применяются для исследования сыворотки крови.

Наполнитель: активатор образования сгустка (сухой SiO2).

Центрифугирование: 1500 g, 10 минут.

Применение: клиническая химия, иммунология, электрофорез белков, серология, микробиология, токсикология.

Срок хранения: 18 месяцев.

Типы крышек:



Объем (мл)	Размер (мм)	Реагент	Тип крышки
3	13×75	Активатор свертывания	SCA
4		Активатор свертывания	
5		Активатор свертывания	
3	13×100	Активатор свертывания	
4		Активатор свертывания	
5		Активатор свертывания	
6		Активатор свертывания	
7		Активатор свертывания	
8	16×100	Активатор свертывания	SCB
9		Активатор свертывания	
10		Активатор свертывания	