

Пробирка Kima μ test с активатором свертывания и гелем

РЗН 2013/620

активатор свертывания и гель, без капилляра, объем
0.8 мл, код красный / золотой

Vacutest Kima, Италия



Характеристики

Тип	активатор свертывания и гель
Капилляр	без капилляра
Объем	0.8 мл
Цветовой код	красный / золотой

Описание

Пробирки Kima μ test с активатором свертывания и разделительным гелем.

Наполнитель: активатор свертывания + разделительный гель.

Кат. №	Объем	Наполнитель	Капилляр	Цветовой код	В упаковке
810020	800 мкл	Активатор свертывания + гель	-	красный	50 шт. / 1000 шт.
810176	800 мкл	Активатор свертывания + гель	-	золотой	50 шт. / 1000 шт.

Срок годности: 24 месяца.

Пробирки-адаптеры 13×75 мм.

Дополнительно можно приобрести пробирки-адаптеры для транспортировки и центрифугирования микропробирок.

Изображение	Кат. №	Цвет	В упаковке
	21600	зеленый	100 шт. / 1000 шт.
	21650	янтарный	100 шт. / 1000 шт.

