

Пробирка Microvette с активатором свертывания

ФСЗ 2009/04702

активатор свертывания, с капилляром / без
капилляра, объем 0.1 мл / 0.2 мл / 0.3 мл / 0.5 мл, код
красный / белый

Sarstedt AG & Co., Германия



Характеристики

Тип	активатор свертывания
Капилляр	с капилляром / без капилляра
Объем	0.1 мл / 0.2 мл / 0.3 мл / 0.5 мл
Цветовой код	красный / белый

Описание

Пробирки Microvette с активатором свертывания предназначены для исследований сыворотки.

Наполнитель: активатор свертывания.

В упаковке: 100 шт.

Кат. №	Модификация	Объем	Капилляр	Внутренняя пробирка
20.1280	Microvette 100	100 мкл	с капилляром	коническая
20.1290	Microvette 200	200 мкл	с капилляром	коническая / цилиндрическая
20.1308	Microvette 300	300 мкл	без капилляра	коническая
20.1343	Microvette 500	500 мкл	без капилляра	цилиндрическая
16.440	Microvette CB 300	300 мкл	с капилляром	-

Microvette 100/200 - взятие крови капилляром «end-to-end»

Microvette 300/500 - взятие крови самотеком

Microvette CB 300 - капилляр с пробкой

