

Пробирка вакуумная Lind-Vac ACD-A и ACD-B

РЗН 2020/12158

ACD / CPDA, объем 1.0 / 2.0 / 3.0 / 4.0 / 8.0 мл, размер
13×75 мм / 13×100 мм / 16×100 мм, цветовой код
желтый, пластик

InterVacTechnology, Эстония



Характеристики

Тип	ACD / CPDA
Объем	1.0 / 2.0 / 3.0 / 4.0 / 8.0 мл
Размер	13×75 мм / 13×100 мм / 16×100 мм
Цветовой код	желтый
Материал	пластик

Описание

Пробирки вакуумные Lind-Vac ACD-A и ACD-B позволяют определить группу крови и предотвратить распад эритроцитов. После того, как образец собран, аккуратно переверните пробирку 3-5 раз, чтобы надлежащим образом перемешать.

Антикоагулянт ACD применяют для определения группы крови, иммунологических исследований и для консервации эритроцитов. В качестве добавки используется антикоагулянт-цитрат-декстроза или кислота-цитрат-декстроза.

Антикоагулянт ACD используется в формах А и Б:

- 15 мл раствора ACD-A на 100 мл крови
- 25 мл раствора ACD-B на 100 мл крови

Объем	Размер	Наполнитель	Кат. №	В упаковке
1 мл	13×75 мм	ACD-A	CE1102	100 шт.
2 мл			CE1202	100 шт.
3 мл			CE1302	100 шт.
4 мл	13×100 мм		CE2402	100 шт.
8 мл	16×100 мм		CE3802	50 шт.
1 мл	13×75 мм	ACD-B	DE1102	100 шт.
2 мл			DE1202	100 шт.
3 мл			DE1302	100 шт.
4 мл	13×100 мм		DE2402	100 шт.
8 мл	16×100 мм		DE3802	50 шт.