

Пробирка вакуумная VACUETTE с активатором свертывания и гелем

ФСЗ 2011/09314

активатор свертывания и гель, объем 2.5 / 3.5 / 5.0 / 8.0 мл, размер 13×75 мм / 13×100 мм / 16×100 мм, цветовой код желтый, пластик

Greiner Bio-One, Австрия



Характеристики

Тип	активатор свертывания и гель
Объем	2.5 / 3.5 / 5.0 / 8.0 мл
Размер	13×75 мм / 13×100 мм / 16×100 мм
Цветовой код	желтый
Материал	пластик

Описание

Пробирка вакуумная VACUETTE с активатором свертывания и разделительным гелем - пробирки для получения сыворотки. Содержат диоксид кремния (SiO₂), нанесённый на внутренние стенки пробирки в виде микрочастиц и активирующий процесс свёртывания крови.

Разделительный гель в пробирке после центрифугирования создаёт надёжный барьер между сгустком и сывороткой. Такие пробирки имеют ряд преимуществ:

- большая стабильность образца;
- надёжный барьер между сгустком и сывороткой во время транспортировки и хранения;
- лучшее качество образца.

Наполнитель: активатор свертывания (SiO₂) + разделительный гель.

Применение: биохимические, иммунохимические исследования и лекарственный мониторинг.

Время образования сгустка: 30–60 мин.

Код на этикетке: Z Sep.

Этикетка: бумажная / прозрачная.

Цвет крышки: желтый / красный.

Крышка:

- Стандартная (без резьбы) - подходят для использования с автоматическими устройствами для открывания крышек.
- PREMIUM - безопасная закручивающаяся.

Объём, мл	Реагент	Размер, мм
Пробирки VACUETTE с разделительным гелем		
2,5	SiO ₂	13×75
3,5	SiO ₂	13×75
5,0	SiO ₂	13×100
5,0	SiO ₂	13×100
8,0	SiO ₂	16×100